

«Fette Compacting»

на АСЧЕМА-2018



Fette Compacting: Эффективная защита в производстве таблеток

Значимость защиты продукта, окружающей среды и оператора возрастает и становится актуальной современной тенденцией при работе с активными ингредиентами. Таким образом, защитное пыленепроницаемое исполнение оборудования при таблетировании приобретает особую значимость. Компания «Fette Compacting» предлагает полный ассортимент новых таблетпрессов с опцией изоляторного исполнения.

Токсичные, сильнодействующие, мутагенные ингредиенты всё чаще используются в фармацевтической промышленности. По оценкам экспертов, глобальный рынок цитостатических препаратов растет на 10% ежегодно.

Компания «Fette Compacting» задает стандарт беспыльного производства таблеток

Рост использования потенциально опасных субстанций в фармацевтическом производстве изменяет и подход к производству таблеток. Субстанции классифицируются по категориям опасности: ОЕВ 3 (малотоксичные), ОЕВ 4 (токсичные), ОЕВ 5 (высокотоксичные). Гарантируя оптимальный уровень производственной безопасности и высокое качество продукции, «Fette Compacting» делает эффективную технологию защиты от контаминации до уровня ОЕВ 3 новым производственным стандартом.



Первая опция защиты от контаминации для роторного таблетпресса FE55

В качестве первого шага, «Fette Compacting» презентует высокопроизводительный таблетпресс FE55 с опцией защиты от контаминации. В качестве стандарта, пользователи уже могли производить 90% всей продукции на прессе FE55. С новой опцией теперь возможна обработка любых токсичных продуктов или продуктов с высоким содержанием высокоактивных ингредиентов с уровнем запыления от 10 до 100 микрограмм на кубический метр ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Для производства таких продуктов компания «Fette Compacting» предлагает таблетпресс FE55 в защитном исполнении с портами быстрой передачи (RTP) и перчаточными портами, а также интуитивной системой управления параметрами через терминал машины. Данные опции возможны для всех таблетпрессов модельного ряда FE.

Оptionный комплект защитного исполнения для пресса FE55/ Серия FE включает:

- пластинчатый клапан для безопасной загрузки продукта;
- блокируемые двери с герметичной изоляцией;
- точки доступа RTP для удаления компонентов или отбора проб таблеток;
- герметичный желоб выгрузки продукта;
- фильтр HEPA H13;
- ручной вытяжной шланг для предварительной очистки;
- герметичный интерфейс для подключения обеспыливателя и устройства активного производственного контроля IPC;



«Fette Compacting» – интегрированные решения для промышленного производства таблеток. Таблетпрессы, оснастка и технологическое оборудование, а также сервис, обучение и консалтинг. Пять научно-практических центров, оборудованных по последнему слову техники.

«Fette Compacting» – член сообщества экспертов «Excellence United». ООО «Фарма Унион» – официальный представитель в России и СНГ.

Больше информации на www.fette-compacting.com или www.pharmaunion.ru



Зал 3.0
Стенд F3