



«Bausch + Ströbel»

на АСЧЕМА-2018



«Bausch+Ströbel» представляет совместный проект с компанией-разработчиком барьерных технологий «Franz Ziel GmbH»:

Изолятор ECOLine с машинами «Bausch+Ströbel»

Ключевой особенностью проекта является разработка изоляторной системы для обработки токсических и нетоксических продуктов с сохранением высочайших технических показателей при бюджетной стоимости оборудования, а также:


- точная подгонка размеров изолятора к машине;
- оптимальное положение и число портов, дверей;
- различные возможности стыковки с машинами до и после изолятора;
- всевозможные позиции счётчиков частиц и микробиологических сборников;
- соответствие требованиям CE / UL.

Пример изолятора ECOLine для токсических продуктов:

- Отвод воздуха через каналы наружу;
- Заменяемые фильтры HEPA на каналах возврата воздуха;
- Пистолеты для обмывки рабочей зоны;
- Линия стока с автоматическим вентилем;
- Подсоединения Try-Clamp для обмывки каналов выброса.

Особенности технологии изоляторов ECOLine:

- качество – “Made in Germany”;
- обработка всех деталей согласно высоким фармацевтическим стандартам качества;
- собственная система обработки перекисью водорода, включая катализаторы, интегрированные в изолятор;
- компактная конструкция – не требуется технического этажа сверху, или межпотолочного пространства;
- разработка цикла деконтаминации собственными микробиологами фирмы «Franz Ziel GmbH»;
- изготовитель изолятора имеет собственную микробиологическую и химические лаборатории;
- соответствие требованиям cGMP / FDA;
- успешное многолетнее сотрудничество «Bausch+Ströbel» и «Franz Ziel GmbH».



«Bausch + Ströbel» – машины и системы асептического розлива и рассыпки порошков, полностью автоматические высокопроизводительные линии, отдельно стоящие машины и полуавтоматы для фармацевтической промышленности, для всех технологических этапов – мойки, стерилизации, дозирования продуктов, укупорки, инспектирования, этикетирования, моноблочная или модульная конструкция, наполнение широкого спектра фармацевтических контейнеров, включая флаконы, шприцы, ампулы, картриджи.

«Bausch + Ströbel» – член сообщества экспертов «Excellence United». ООО «Фарма Унион» – официальный представитель в России и СНГ

Больше информации на www.bausch-stroebel.com или www.pharmaunion.ru



Зал 3.0
Стенд D3