


# КОМПАНИЯ WEGO – самый крупный производитель шприцев предварительного наполнения в Азии



**W**eigao Holding Company limited (**WEIGAO GROUP**) находится в Китае, в г. Вэйхай, провинции Шаньдун и включает в себя 18 компаний с активами около 8 миллиардов юаней (1,18 млрд. долларов США), в которых работают более 12 000 сотрудников. Shandong Weigao Group medical polymer limited (основная компания **WEIGAO GROUP**) образована в 2004 году. **WEIGAO GROUP** занимает территорию более 2200 тыс. кв.м, включая 400 тыс. кв.м чистых помещений, соответствующих стандартам GMP. На данный момент компании производят более 300 видов медицинских изделий 30.000 спецификаций.

**W**eigao Pharmaceutical Packaging Products Company (**WEGO**) является дочерней компанией WEIGAO GROUP. В 2004 она закупила в Германии самые современные производственные линии и технологии производства шприцев предварительного наполнения и в 2005 году была первой зарегистрированной производственной компанией в Китае. Сегодня она предлагает своим покупателям все виды шприцев для инъекций объемами 1 мл, 1.5 мл, 2.25 мл, 3 мл и 5 мл. Все её производственные цеха соответствуют требованиям GMP и сертифицированы по CE, ISO 9001, ISO 13485.

Провозгласив лозунг «Ваше здоровье – наша забота!», компания постоянно осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы достичь идеального качества продукта. **WEGO** – надежный партнер, который предоставляет фармацевтическим компаниям шприцы предварительного наполнения наивысшего качества, отвечающие требованиям безопасности, по привлекательным ценам и с отличным сервисом.



## ПРЕИМУЩЕСТВА ШПРИЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ КОМПАНИИ WEGO



**Т**ехнологии фармацевтической упаковки совершенствуются вместе с непрерывным развитием фармацевтической индустрии. На данный момент шприцы предварительного наполнения стали одним из самых распространенных упаковочных материалов для лекарств. Они используются, в основном, для вакцин, биотехнологических продуктов, онкологических препаратов, лекарств для экстренной медицинской помощи, косметологии и т.д., при этом области их применения постоянно расширяются.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОЙ УПАКОВКИ В СЛЕДУЮЩЕМ:

- 1. Безопасность:** компоненты шприцев предварительного наполнения компания **WEGO** покупает у ведущих мировых заводов, всегда высшего качества для гарантии стабильности препаратов. Шприцы минимизируют возникновение перекрестной контаминации при использовании смешиваемых препаратов.
- 2. Моментальный эффект:** шприцы предварительного наполнения удобны в применении и обеспечивают быстрый ввод препаратов, поэтому они могут быть использованы в экстренных случаях.
- 3. Увеличенная доступность препаратов, меньшая стоимость:** предварительное наполнение шприцев на производстве позволяет получить точную дозировку, что очень важно для дорогих препаратов.



## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

**W**EGO располагают самыми современными комплексными производственными линиями. В её цехах установлены автоматические системы с камерами визуального контроля и выбраковки на всех этапах, включая формирование цилиндра, монтаж игл, мойку, силиконизацию и т.д.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС



Готовые шприцы, размещённые в гнездах, пакуются в тубы и стерилизуются этилендиоксидом.




## КОМПОНЕНТЫ ШПРИЦЕВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ WEGO

- **Стеклянный цилиндр:** стекло 1-го г.кл., стерилен и готов к наполнению (в соответствии с USP, EP, JP)
- **Уплотнитель поршня:** хлорбутил или бромбутил, стерилен и готов к использованию (в соответствии с USP, EP, JP)
- **Согласно требованиям покупателя, для разных машин наполнения WEGO предлагает два вида упаковки уплотнителей поршня:**

• Упаковка в пакеты


• Упаковка в гнезда



- **Шток поршня:** WEGO предлагает штоки разных цветов
- **Твердый защитный колпачок:** полипропилен + полиизопрен (в соответствии с USP, EP, JP)
- **Винтовой колпачок:** хлорбутил (в соответствии с USP, EP, JP)
- **Упор для пальцев:** чтобы увеличить область захвата, сделать инъекцию более удобным процессом и предотвратить выскакивание штока



Покупатель может подобрать к этому типу шприца иглы любой конфигурации.



## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

Вся продукция компании **WEGO** соответствует требованиям GMP. WEGO имеет сертификаты ISO 9001 и ISO 13485.



141270 Россия, Московская область, пос. Софрино, ул. Крайняя, 2  
Тел./факс (495) 940-84-11, e-mail: info@pharmtech.ru