

Встречайте высокоскоростную упаковочную машину: Mediseal P5000

На выставках Interpack и FCE Pharma Mediseal первый раз представит свою новую высокоскоростную картонную машину P5000. Благодаря широкому диапазону форматов машина обеспечивает высокую производительность даже при больших размерах коробок: до 500 упаковок в минуту.

Schloss Holte-Stukenbrock, 27 March 2017 - "Всегда наивысшее качество и всегда на полной скорости!" Именно так Mediseal выводит на рынок свою новую высокоскоростную картонную машину P5000. "Для наших покупателей качество и скорость имеют значение", - поясняет Борха Герра, руководитель отдела продаж и маркетинга Mediseal GmbH. "С производительностью в 500 упаковок в минуту P5000 предлагает нашим покупателям высокотехнологичное и высокоскоростное решение для вторичной упаковки, оптимально сочетающееся с нашими блистерными машинами."

P5000 был разработан на основе существующей картонной машины P3200 и сфокусирован на производительность. Регулировка ширины блистерного конвейера и настройка высоты картона осуществляются автоматически, делая возможным быструю смену формата. Все зоны картонной машины прекрасно доступны для оператора и могут быть легко очищены при смене продукта. Это также относится к блоку подачи продукта, который уникален на рынке.

Его можно полностью повернуть от машины на шарнире, для быстрой смены формата или устранения неисправности. Проверенная конструкция функциональных элементов машины P3200 была сохранена. Широкий диапазон форматов охватывает размеры до 150 x 110 x 200 мм (шаг конвейера 180 мм). При шаге конвейера в 120 мм машина может надежно упаковывать 500 пачек в минуту.

"Теперь мы предлагаем комплексное решение из одного источника в высокоскоростном диапазоне тоже", - говорит Герра. "И, конечно же, P5000 может быть адаптирован в любое время, как и наши другие машины. Это преимущество нашего модульного подхода".

Mediseal GmbH - это международная компания, специализирующаяся на разработке и производстве машин для упаковки в блистеры, саше и стик-паки, а также картонных машин и полных упаковочных линий для фармацевтической и косметической промышленности.

Mediseal входит в Medipack Systems, фармацевтический биз-

нес-сегмент международной технологической группы Körber. Körber объединяет около 11 500 профессионалов в ведущих мировых компаниях, получая годовой доход в 2.3 миллиарда евро

Упаковщик Mediseal P5000: смотрите в комбинации вместе с CP600 на interpack 2017 (Зал 16, Стенд A25), а также в Бразилии на FCE Pharma.

Контактная информация:


Flurstraße 65
33758 Schloss Holte-Stukenbrock
Germany
Tel: +49 5207 888 101
www.mediseal.de



Представительство в России
компания "Фармамикст"
Тел. +7 (499) 350-88-50



Номер стенда
Mediseal
Hall 16/A25



Новую высокоскоростную картонную машину P5000 можно впервые увидеть на выставке interpack 2017