


## СОЧЕТАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ МАТРИЦЫ IPS И СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NEC Display Solutions Europe помогает медицинским специалистам обеспечивать надежный и высококачественный уход за пациентами, добавляя к своей серии MDview усовершенствованный 24-дюймовый ЖК-монитор, в котором нашли воплощение самые современные технологии визуализации, обеспечивающие еще более высокую четкость изображения.



**М**одель NEC MDview243 с разрешением 2,1 МП сочетает ЖК-матрицу высокого разрешения с технологией IPS и светодиодную систему подсветки, что позволяет гарантировать максимальную четкость и точность цветопередачи при просмотре медицинских изображений. Применение светодиодной подсветки также способствует снижению энергопотребления и увеличению срока службы дисплея.

«Продукты NEC серии MDview представляют собой цветные мониторы, соответствующие требованиям стандарта DICOM, которые обеспечивают устойчивое качество изображения, гибкость применения и при этом обладают доступной ценой», – отметил Shinji Nohara, руководитель направления медицинских мониторов в NEC Display Solutions Europe.

«Эти мониторы также содержат ряд встроенных в микропрограммное обеспечение функций для оптимизации четкости изображения, которые вы не встретите в других стандартных или специализированных мониторах.

Кроме того, такие особенности, как программируемый концентратор USB, двойной вход – для одновременно просмотра на экране двух независимых изображений, поступающих от различных источников, – и нацеленные на перспективу возможности подключения, гарантируют, что монитор будет соответствовать индивидуальным потребностям любого пользователя».

Поскольку монитор MDview243 предназначен для просмотра медицинских изображений, он поставляется с уже установленными на заводе настройками, соответствующими требованиям стандарта DICOM, и готов к немедленному использованию. Функции цифрового управления однородностью характеристик и компенсации ухудшения качества подсветки с течением времени обеспечивают корректировку точки белого для сохранения неизменно высокого качества изображения. Клиентское ПО GammaCompMD QA, поставляемое в комплекте с монитором, упрощает обслуживание, калибровку и документирование. Эти функции гарантируют, что ЖК-монитор будет соответствовать требованиям тестов

на допустимость использования для оговоренных применений и неизменность характеристик на протяжении всего срока службы.

Монитор NEC MDview243 предназначен для использования в системах архивации и передачи изображений (PACS), но не для применения в медицинской диагностике, поскольку он не является медицинским устройством, соответствующим требованиям нормативов MDD 93/42/ЕС.

### Начало поставок и гарантии

Монитор NEC MDview243 можно приобрести уже в октябре текущего года. В комплект поставки входят монитор, кабель питания, краткое справочное руководство, ПО GammaCompMD QA на DVD, кабель DVI-D к DVI-D, кабель VGA-VGA и кабель DisplayPort. На эту модель NEC Display Solutions Europe предоставляет трехлетнюю гарантию, которая также распространяется на систему подсветки.

### Компания NEC Display Solutions Europe GmbH

Все деловые операции на территории региона EMEA (Europe, Middle East and Africa) осуществляет компания NEC Display Solutions Europe GmbH, с европейской штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. NEC Display Solutions использует технологические разработки NEC Corporation и, обладая собственным исследовательским и проектно-конструкторским подразделением, является одним из ведущих мировых производителей, предлагающим широкий спектр продуктов и решений для визуализации информации. Дисплейные решения портфеля предложений NEC Display Solutions охватывают продуктовые линейки любительских, профессиональных и специализированных настольных ЖК-мониторов (от начального до высшего ценового уровня), а также большие дисплеи для цифровых рекламно-информационных систем, предназначенные для установки в общественных местах. Проектный бизнес NEC Display Solutions также представлен полным спектром продукции – от портативных проекторов и проекторов бизнес-класса до моделей, ориентированных на непрерывное использование (например, в точках продаж) и проекционных систем для цифрового кино. Президентом и исполнительным директором европейского отделения компании является Бернд Эберхардт (Bernd Eberhardt).