




«Uhlmann»

на АСЧЕМА-2018



Модульная блистерно-картонажная линия ВЕС 500

Универсальная линия для выпуска партий до 150,000 упаковок



Максимально универсальная линия ВЕС 500 – это интегрированная, комплексная модульная система, включающая блистерную и картонную машины, длиной 10 метров. Двухрядная работа, быстрая смена форматов, согласованные операции формовки и закрытия. Результат – унифицированные, высококачественные блистеры.

- Максимальная надежность производственного процесса при небольших инвестициях и невысоких эксплуатационных затратах
- Модульная базовая машина с широким выбором функций в соответствии с особенностями производства заказчика
- Открытый консольный дизайн, эргономичный доступ к рабочим станциям, простая очистка
- Смена формата без применения специнструментов всего за 30 минут
- Интуитивная, надежная система управления, пошаговая инструкция по смене формата через новую операционную систему Smart Control

Макс. 500 блистеров/мин.

Макс. 300 или 500 пачек/мин.

Блистерный модуль	
Тип запайки	Плитная или роликовая
Макс. область формовки [длина шага x ширина]	200 x 284 mm
Макс. глубина формовки	12 мм (ПВХ), 11 мм (Алюминий)
Макс. диаметр рулонов	Материал формовки 600 мм (800 мм*), Укрывающий материал 300 мм (400 мм*)
Возможные материалы для формовки	Алюминиевые ламинаты, ПВХ, ПВХ/ПВДХ, ПВХ/аклар, полипропилен
Возможные укрывающие материалы	Твердый алюминий, мягкий алюминий, бумага/алюминий, алюминий с заданной прочностью, другие варианты – по запросу

* опции

Картонный модуль	
Макс. размер пачки [А x В x Н]	105 x 105 x 155 мм (300 пачек/мин.), 80 x 90 x 155 мм (500 пачек/мин.)
Шаг	5" (300 пачек/мин.), 4" (500 пачек/мин.)
Макс. количество блистеров	14
Макс. высота стопки блистеров	95 мм (300 пачек/мин.), 85 мм (500 пачек/мин.)
Тип закрытия	Механическое и горячая склейка

«Uhlmann» – системы упаковки для фармацевтических продуктов. Ассортимент машин охватывает все этапы фармацевтической упаковки с учетом продукта, производительности и формата. Блистерные и картонные машины, машины обандероливания и групповой упаковки, а также машины розлива и этикетирования предоставляют неограниченные возможности планирования линии. Встроенные системы контроля качества и мониторинга гарантируют бесперебойное и стабильное производство.

«Uhlmann» – член сообщества экспертов «Excellence United».

ООО «Фарма Унион» – официальный представитель в России и СНГ.

Больше информации на www.uhlmann.de или www.pharmaunion.ru



Стенд F25
Зал 3.0