

Marchesini Group

на Achema-2018

представит во Франкфурте новейшие разработки под знаком качества «Сделано в Италии»



Зал 3.1,
Стенд G3



Блистерная линия Integra 320 с подающим модулем Valida

Пьяноро (Болонья). Полным ходом идут приготовления к главному событию года – выставке Achema, которая состоится во Франкфурте этим летом. Ожидается, что стенд Marchesini площадью 800 м² (Зал 3.1, стенд G3) будет одним из самых посещаемых на этой ключевой немецкой площадке. На своем стенде компания представит шесть отдельно стоящих машин и пять линий, среди них последние разработки для **Track&Trace, сериализации и асептической упаковки**. По традиции, высоким технологиям идут рука об руку с **итальянским гостеприимством**: гости смогут попробовать гастрономические изыски региона Эмилия-Романья в ресторане и баре на стенде Marchesini. Для гостей также будет оборудована **зона виртуальной реальности**, позволяющая оценить главные технологические достижения компании.

Линии

Асептическая упаковка будет представлена машиной розлива и закупорки флаконов *Carpsy*. Линия будет дополнена новой машиной для стерильного розлива *Stery LA*.

Еще одна линия асептической упаковки будет состоять из машины *Unica*, – роботизированного моноблока, объединяющего термоформер глубокой формовки и картонажную машину, и машины для оснащения шприцев защитными колпачками *Combi 1 SD*.

На стенде будет также представлена счетная линия, состоящая из счетно-закупорочной машины *Compact 12* и модуля *Sirio 3 «Code»* для позиционирования

круглых, квадратных, овальных или прямоугольных флаконов. Ключевые преимущества данного решения – компактность (две операции выполняются одной машиной) и возможность использования системы ламинарного потока для защиты продукта и оператора.

Упаковка твердых лекарственных форм будет представлена блистерной линией *Integra 320*. Впервые линия будет продемонстрирована совместно с подающим модулем *Valida*, включающим в себя 5 камер для контроля герметичности и цвета продукта. Линия оснащена **системой сбора данных SCADA**, разработанной совместно с новым партнером Marchesini Group, – компанией

SEA Vision. Система непрерывно контролирует рабочие показатели машины и передает данные на панель оператора. Помимо этого, линия оборудована системой предварительной диагностики для выявления возможных технических проблем и планирования соответствующих поддерживающих мероприятий.

Marchesini также продемонстрирует линию наполнения туб.



Блистерная линия Integra 320 с подающим модулем Valida



В нее войдет машина наполнения *MILL 120*, оснащенная роботизированной системой подачи *Robovision*, и картонная машина *MA 155*. Пневматическая система, панель оператора и электрический шкаф *MA 155* выполнены по новому проекту; также машина оснащена дополнительными компонентами для соответствия новым требованиям безопасности.

Машины

Розлив в ампулы будет представлен машиной розлива *RSF 24* и машиной розлива и укупорки *ML 618 1T*, оснащенной 18 укупорочными головками. Основными преимуществами машины являются ее компактность, точность дозирования и высокая производительность, а также полное соответствие стандартам GMP.

Еще одним инновационным решением, представленным Marchesini Group на выставке, станет новая улучшенная версия машины для упаковки в стики *MSP 60*. Эта модель, более производительная и эргономичная, станет идеальным решением для упаковки жидких, порошковых и гранулированных продуктов в упаковку «стикпак», благодаря своей универсальности, компактному размеру, а также удобным в эксплуатации устройствам дозирования.

Achema 2018 станет площадкой, на которой Marchesini продемонстрирует сразу несколько новейших разработок для **сериализации**. Например, этикетировочная машина *BLH 235* способна наносить эти-




Этикетировочная машина BL-H235

кетки на продукты, расположенные на конвейере горизонтально, такие как помада или тушь. Машина для нанесения этикеток на пачки *BLA 525 CW* с системой *Track&Trace* и интегрированными весами обладает производительностью 520 пачек в минуту. Она оснащена весовой ячейкой, встроенной в систему транспортировки, что позволяет контролировать положение пачек и их вес на всех этапах и отбраковывать некорректные пачки благодаря системе «Fail Safe».

Долгожданной новинкой станет **Track-Pack**, – моноблок непрерывного действия, состоящий из этикетировочной машины *BL A415* и укладчика в короба *PS 300*. *Track-Pack* оснащен этикетирующими головками для нанесения самоклеящихся этикеток контроля

вскрытия «TE» на местах закрытия сформированных пачек. Запатентованное синхронизирующее устройство разграничивает пачки и контролирует их правильное размещение на регулируемом зубчатом конвейере.

Завершает список экспонируемых машин вакуумный турбо-эмульсифайер *TURBO-MEK 500* для приготовления жидких и кремообразных продуктов, эмульсий, сывороток, масел и бальзамов, гелей и лосьонов. Спрос на эту машину, производимую подразделением DUMEK, еще раз подтверждает важность и перспективность косметического направления, активно развиваемого Marchesini Group.



Track-Pack, состоящий из этикетировочной машины *BL-A415* и укладчика в короба *PS 300*



123001 Moscow
Mamonovsky per. 4/1
+7 495 6941222
info@marchesini.ru



WWW.MARCHESINI.COM