



Решения для сериализации от **ANTARES VISION** на Pharmtech & Ingredients 2016 – международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства

Antares Vision – мировой лидер в области сериализационных track and trace решений для фармацевтической индустрии. На выставке Фармтех-2016 Antares Vision совместно с компанией-партнером «Солмарк» представит Вашему вниманию разнообразное оборудование премиум класса, состоящее из линии полной сериализации и агрегации (стенд B523, павильон 2, Зал 8).

Настроенная для демонстрации работы в автоматическом и ручном режиме управления, линия будет включать в себя модули Print & Check 3T и Top View станции агрегации. Данные модули работают совместно и моделируют полную производственную линию, работающую в режиме track & trace. Посетители смогут увидеть эффективность системы, а также быструю

интеграцию с FSIS MDC и другими нормативными требованиями по всему миру.

Antares Vision является производителем не только оборудования, но и программного обеспечения для сериализации. По всему миру компанией уже установлено больше сериализационных систем, чем всеми остальными участниками рынка в совокупности. К 2016 году Antares Vision установила свою про-

дукцию на более, чем 950 линиях 160 фабрик по всему миру. Более 5 миллиардов единиц продукции было сериализовано, агрегировано, отгружено и учтено с помощью систем Antares Vision.


Программное обеспечение на платформе ATS 3.0 предлагает интегрированное решение, гарантирующее наиболее эффективный контроль фармацевтической продукции по всей цепочке поставок, отвечая различным требованиям сериализации и агрегации.

В основе ПО лежат программные модули, которые упрощают генерацию серийных номеров, их распределение, а также проверку и составление отчетов на всех уровнях производства и производственных линий.

Программное обеспечение легко интегрируется со всеми модулями Antares Vision, установленными на линиях. Технология ATC управляет и контролирует все линии на производстве, образуя при этом единую систему с EPICS, ERP, или системой WMS. Резервное копирование базы данных в режиме реального времени гарантирует безопасность хранения данных, а также предотвращает потерю данных в случае возникновения ошибок на линии.

Компания имеет самый широкий ассортимент модульного оборудования для сериализации и агрегации формата “plug and play” в отрасли. На Международной выставке оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Antares Vision продемонстрирует модель Print & Check 3T, которая совмещает функцию маркировки с функцией защиты от несанкционированного вскрытия. Подобным функционалом оснащена компактная машина EVO – наиболее широко используемое решение на рынке для нанесения данных и считывания информации с 2 сторон короба в рамках 700 мм. Другие модели Print & Check могут быть оснащены системой проверки веса, а также имеют возможность лазерной печати в дополнение к технологии струйной термопечати.

Система агрегации Top View – это самостоятельный модуль для полуавтоматической офф-лайн агрегации коробок и бандеролей. Модуль, созданный для повышения производительности при ручной упаковке, считывает коды



Datamatrix с коробок во время их упаковки в кейс.

Система оснащена камерами наблюдения и встроенной светодиодной подсветкой для считывания каждого слоя коробов при укладке и автоматической регулировке их высоты согласно заданным параметрам.

Для массового производства и первичной упаковки Antares Vision также производит самостоятельное оборудование для визуального контроля таблеток, капсул, ампул и других стеклянных или пластиковых медицинских емкостей для жидких препаратов (таких как растворы, суспензии, эмульсии или продукты на основе масел), порошки или лиофилизированные препараты.

Antares Vision постоянно растет и расширяет географию своего присутствия и в настоящее время имеет 8 филиалов (в Италии, Германии, Франции, США, Бразилии и Южной Корее), а также сеть квалифицированных партнеров в более, чем 50 странах по всему миру для обеспечения предпродажной и постпродажной техниче-

ской поддержки в любом месте и в короткие сроки.

Solmark – торговый и технический представитель Antares Vision в Москве.

В день открытия выставки – 22 ноября в 12.00 – Antares Vision и Solmark примут участие в круглом столе, организованном Союзом Профессиональных Фармацевтических организаций и ITE, посвященном развитию программы Правительства России по идентификации лекарственных средств, где расскажут о своей деятельности и поделятся опытом, полученным в результате внедрения систем сериализации по всему миру.



ANTARES VISION

Для получения дополнительной информации посетите www.antareshvision.com.

www.antareshvision.com