

# Новейшие разработки SCHOTT в области фармацевтической упаковки

Приглашаем Вас посетить стенд компании ШОТТ (SCHOTT) на международной специализированной выставке ФАРМТЕХ 2012 в Москве 26-29 ноября 2012г: павильон 75, стенд В 111.

Также приглашаем посетить презентацию «Решения компании ШОТТ для удовлетворения новых тенденций развития потребностей рынка шприцев предварительного наполнения», которая состоится 28 ноября 2012г. с 15.05 до 15.35 в рамках форума Фармтехпром. Презентацию проведут Христиан Хелбиг, директор по глобальному развитию бизнеса шприцев предварительного наполнения SCHOTT и Сергей Соколов, менеджер по продажам Фармацевтические системы в России. Мы будем рады встрече с Вами!

SCHOTT AG

## ШОТТ ПРЕДСТАВИТ НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ НА ВЫСТАВКЕ ФАРМТЕХ 2012

Компания «ШОТТ» примет участие в XIV Международной специализированной выставке «ФАРМТЕХ 2012 – технологии фармацевтической индустрии», которая состоится с 26-29 ноября в Москве. ШОТТ представит последние достижения, инновационные технологии и разработки в области производства высококачественной первичной фармацевтической упаковки.

В рамках выставки пройдет бизнес-форум «ФАРМТЕХПРОМ» для специалистов и экспертов фармацевтической промышленности. Компанию «ШОТТ» представят Христиан Хелбиг и Сергей Соколов, которые выступят с докладом об инновационных технологиях производства шприцев предварительного наполнения из стекла и полимера 28 ноября с 15:05 – до 15:35.

«Выставка «ФАРМТЕХ» является одним из самых значимых событий фармацевтической индустрии. Также мы отмечаем значение выставки в контексте обмена опытом между игроками профессионального сообщества и их совместного участия в процессе модернизации фармацевтического рынка в России и странах СНГ согласно государственной стратегии «Фарма 2020», - отмечает Рудигер Вагнер, директор компании «ШОТТ» по продажам в России и СНГ.

На экспозиции «ШОТТ» будут представлены инновационные продукты, такие как флаконы и шприцы предварительного наполнения из стекла и полимера:

## ФЛАКОНЫ ШОТТ TYPE I PLUS®

Флаконы ШОТТ Type I plus® существенно снижают взаимодействие лекарственного средства с поверхностью контейнера. Этот вид флаконов успешно применяется в тех случаях, когда невозможно использование обычной упаковки из фармацевтического стекла Type I, например, для биофармацевтических препаратов, которые содержат низкоконцентрированные протеины, склонные к денатурированию, или для лекарств, которые взаимодействуют с контейнером. Флаконы ШОТТ Type I plus® имеют ультратонкое внутреннее покрытие, которое снижает взаимодействие препарата и контейнера, в результате чего значительно повышается безопасность и стабильность препарата даже при длительном хранении. Благодаря уникальным барьерным свойствам, флаконы могут использоваться во всех фармацевтических процедурах, включая промывку, автоклавирование, стерилизацию паром и удаление пирогенов.

## СТЕКЛЯННЫЕ ШПРИЦЫ ШОТТ FORMA 3S®

Шприцы предварительного наполнения ШОТТ используются для фармацевтической, косметической и биотехнологической отраслей промышленности, и предназначены для парентерального введения лекарственных средств. Компания «ШОТТ» предлагает большой выбор стеклянных и полимерных шприцев. Стеклянные шприцы предварительного наполнения ШОТТ forma 3s® изготовлены из высококачественной стеклянной трубки ШОТТ Fiolax® на полностью автоматизированных поточных линиях. Они стерильны, силиконизированы и готовы к асептическому наполнению. Данная продукция доступна с интегрированной иглой, люэровским конусом или люэровским замком.

## ПОЛИМЕРНЫЕ ШПРИЦЫ ШОТТ ТОРРАС®

Шприцы предварительного наполнения ШОТТ TopPac® изготавливаются из ЦОСП (циклоолефина сополимера). Данные шприцы легкие, прочные, прозрачные, и демонстрируют превосходные барьерные свойства, не уступающие другим полимерам, используемым в фармацевтике. Шприцы упакованы в гнездовые контейнеры и лотки, и готовы к процессу заполнения. Кроме того, шприцы ШОТТ TopPac® не имеют ионов щелочных или тяжелых металлов, а уровень частиц ниже, чем у стекла. Шприцы доступны объемом от 1 до 50 мл со встроенным люэровским замком.

Подобные инновационные продукты дополняют широкий продуктовый портфель компании по высококачественной фармацевтической упаковке. Таким образом, компания «ШОТТ» укрепляет свою позицию на фармацевтическом рынке России. «ШОТТ» предлагает постоянно высокое качество продукции, которая соответствует высоким стандартам качества и отвечает потребностям наших клиентов, внедряющих требования GMP. Таким образом, мы поддерживаем модернизацию фармацевтической промышленности в соответствии с социально-экономической стратегией Российской Федерации «Фарма 2020», - добавляет Рудигер Вагнер.

Завод ШОТТ в Заволжье Нижегородской области работает уже год, и за это время компании удалось укрепить свои позиции на локальном рынке, а также существенно расширить свою клиентскую базу. За прошедший год на российском заводе было произведено более 100 миллионов высококачественных ампул и флаконов для рынков России и стран СНГ. Российский завод ШОТТ предлагает своим клиентам существенные преимущества за счёт сокращения расстояний поставок, снижения затрат и предоставления консультаций на русском языке. Благодаря этому, на сегодняшний день завод ШОТТ производит 50% всех высококачественных ампул и 100% флаконов на российском фармрынке.

Пресс-служба SCHOTT

# Будущее инновационной фармацевтической упаковки начинается вместе с компанией SCHOTT сегодня

Наши высококачественные флаконы и ампулы соответствуют высочайшим международным требованиям первичной фармацевтической упаковки. Мы рады сообщить, что наш современный завод в г. Заволжье (Нижегородская область) введен в эксплуатацию. Наше новое производство позволяет нам поставлять Вам высококачественную первичную фармацевтическую упаковку в соответствии с Вашими самыми взыскательными требованиями.

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке Фармтех, павильон №75, стенд №В111, с 26 по 29 ноября 2012 г.



ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэкэджинг»  
606524 Россия, Нижегородская область, г. Заволжье  
ул. Железнодорожная 1, строение 45, Литер П

тел: +7 831-61-2-13-13

факс: +7 831-61-2-13-28

pharmaceutical\_packaging@schott.com

www.schott.com/pharmaceutical\_packaging

**SCHOTT**  
glass made of ideas